

CAPP

D E N M A R K

 **ecopipette**

SINGLE CHANNEL PIPETTES

Inovação **ecopipette**

A LINHA **ECOPIPETTE** É PRODUZIDA COM COMPONENTES METÁLICOS, GARANTINDO UMA MAIOR DURABILIDADE DO PRODUTO. AS MICROPIPETAS CAPP SÃO AS ÚNICAS COM O SISTEMA DOUBLESAFE™ DE O-RINGS NO PORTA-CONES DA PIPETA, POSSIBILITANDO A MAIOR COMPATIBILIDADE DE PONTEIRAS DO MERCADO, ALÉM DE UM TRABALHO SUAVE NO ENCAIXE E EJEÇÃO DE PONTEIRAS.

PROGRAMA ECOTRADE DE TROCA DE PIPETAS: RETORNE SUAS PIPETAS USADAS (ACEITAMOS QUALQUER MARCA) E GANHE UM DESCONTO NA COMPRA DA SUA NOVA ECOPIPETTE™. A CAPP GARANTE QUE AS PIPETAS USADAS SERÃO RETORNADAS E DESCARTADAS DE UMA MANEIRA ECOLÓGICAMENTE CORRETA.

PRINCIPAIS DIFERENCIAIS DA **ECOPIPETTE™**

- DÍGITO VISÍVEL DURANTE A PIPETAGEM, TANTO PARA DESTRO QUANTO PARA CANHOTOS.
- MOVIMENTO SUAVE PARA O DEDO POLEGAR, REDUZINDO O RISCO DE LESÃO POR ESFORÇO REPETITIVO (LER).
- A ÚNICA PIPETA COM CONTROLADOR DE VOLUMES ENCAIXÁVEL, POSSIBILITANDO RÁPIDA TROCA ENTRE VOLUME FIXO E VARIÁVEL.
- CORPO TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL.
- A ÚNICA PIPETA COM O-RINGS NO PORTA-CONES, PARA UM ENCAIXE PERFEITO DE PONTEIRAS.
- PORTA-CONES METÁLICO E QUE NÃO DESGASTA COM O USO.





CAPP APS
 LANDBRUGSVEJ 10
 DK-5260 ODENSE
 DENMARK

TEL. (+45) 6613 6140
 FAX. (+45) 6613 2770

MAIL: INFO@CAPP.DK
 WEB: WWW.CAPP.DK



Ordering Info

CAT. No.	DESCRIPTION	INACCURACY %	IMPRECISION %	COLOR
C02-1S	CAPP PIPETTE, VARIABLE VOL. 0.2-2 UL, ECOPIPETTE	12.00 /2.00	6.00 /1.00	
C10-1	CAPP PIPETTE, VARIABLE VOL. 0.5-10 UL, ECOPIPETTE	2.50 /1.00	1.80 /0.50	
C20-1	CAPP PIPETTE, VARIABLE VOL. 2-20 UL, ECOPIPETTE	5.00 /1.00	1.50 /0.30	
C50-1	CAPP PIPETTE, VARIABLE VOL. 5-50 UL, ECOPIPETTE	2.00 /1.00	1.20 /0.30	
C100-1	CAPP PIPETTE, VARIABLE VOL. 10-100 UL, ECOPIPETTE	2.00 /0.70	0.80 /0.20	
C200-1	CAPP PIPETTE, VARIABLE VOL. 20-200 UL, ECOPIPETTE	1.50 /0.60	0.50 /0.15	
C1000-1	CAPP PIPETTE, VARIABLE VOL. 100-1000 UL, ECOPIPETTE	1.50 /0.80	0.40 /0.15	
C5000-1	CAPP PIPETTE, VARIABLE VOL. 1000-5000 UL, ECOPIPETTE	1.20 /0.60	0.30 /0.15	

STARTER PACK

SKE-03-XX THREE PIPETTES FREE OF CHOICE, STAND, RACKS OF TIPS AND TIMER